

## Elektroniczna waga medyczna podłogowa Charder MS 4202L (klasy III, legalizowana), funkcja BMI



Nr Katalogowy MS4202L

Najtańsza na rynku elektroniczna waga klasy III przeznaczona do ważenia pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia. Maksymalne obciążenie - 200 kg. Zasilanie sieciowe (**w zestawie zasilacz**) lub bateryjne. **Waga wyposażona w wbudowaną poziomice i poziomowalne nóżki. Dokładność: 50g<150kg>100g.** Wygodną w użyciu funkcją jest obustronny odczyt wyświetlacza.

### Więcej informacji:

Elektroniczna waga osobowa klasy III przeznaczona do ważenia pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia. Waga wyposażona jest w poziomice, co pozwala na jej precyzyjne ustawienie. Duży wyświetlacz LCD umożliwia szybki i łatwy odczyt wyniku.

### Dane techniczne:

- Obciążenie maksymalne: 200 kg

- Dokładność: 50g<150kg>100g
- Wyświetlacz LCD, z funkcją odwrócenia kierunku wyświetlania.
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
- Wymiary platformy : 340 x 330 x 50 mm
- TARA, HOLD, BMI.